



Getting Started

First-time setup is done on the phone and takes about 15 minutes. We recommend having a sighted helper with you.

1 Take the phone out

Push the clip away from the phone and lift the phone out of the headset. Press and hold the power button marked by a yellow sticker until the phone vibrates. On Welcome, tap **Change Language** if you want another language, then tap **Next**.

2 Connect to Wi-Fi

Tap **Open Wi-Fi** on the phone. Choose the network and enter the password. Then press the **Back** button at the top left to go back to the onboarding screen. When Vista is connected, tap **Next**.

3 Turn on the remote

The remote is already paired. Press and hold the small power button between **Back (X)** and the stick for **1 second** until the blue light appears. Wait for "**Your remote is connected**" — this can take up to a minute. Then tap **Next**.

4 Put the phone back

When asked, put the phone back in the headset and close the cover.

5 Put on the headset

Put the headset on and adjust the straps: buckles toward the strap loosen, away from the headset tighten. Turn the **focus wheels** on top above each eye and the **IPD dial** until the picture looks clear and centered. Then follow the on-screen instructions. Iris will walk you through the rest of setup.



Getting Started videos and detailed instructions are online. Scan this QR code with your phone, or type the URL below.

irisvision.com/help-center/getting-started/

Need help? Call (855) 207-6665

Getting Started

English steps are on the other side. Other languages are below.

Español

Bienvenido a IrisVision Vista. Configuración en el teléfono, unos 15 min; pida ayuda a una persona vidente. Saque el teléfono. Pulse el encendido (pegatina amarilla) hasta que vibre; luego pulse Siguiente. Wi-Fi. Mando: botón pequeño entre Atrás (X) y el stick. Reinserte el teléfono. Póngase el visor y ajuste las correas: hebillas hacia la correa aflojan, lejos del visor aprietan. Ruedas de enfoque arriba de cada ojo. Siga la pantalla.

Deutsch

Willkommen bei IrisVision Vista. Einrichtung am Telefon, ca. 15 Min.; sehende Hilfsperson empfohlen. Telefon herausnehmen. Einschalttaste (gelber Aufkleber) halten, bis es vibriert; dann Weiter. WLAN. Fernbedienung: kleiner Knopf zwischen Zurück (X) und Stick. Telefon wieder einsetzen. Headset aufsetzen und Gurte anpassen: Schnallen zum Gurt lockern, weg vom Headset straffen. Fokusräder oben über jedem Auge. Bildschirm folgen.

Português

Bem-vindo ao IrisVision Vista. Configuração no telefone, uns 15 min; peça ajuda a uma pessoa vidente. Retire o telefone. Segure o botão de energia (adesivo amarelo) até vibrar; depois toque em Seguinte. Wi-Fi. Controle: botão pequeno entre Voltar (X) e o stick. Recoloque o telefone. Coloque o headset e ajuste as correias: fivelas para a correia afrouxam, longe do headset apertam. Rodas de foco em cima de cada olho. Siga a tela.

中文

欢迎使用 IrisVision Vista。手机上设置约 15 分钟，建议有人协助。取出手机。按住黄色贴纸旁的电源键至振动，然后点下一步。连接 Wi-Fi。遥控器电源是返回(X)与摇杆之间的小键。放回手机。戴上头戴并调节绑带：卡扣靠绑带松、离头戴紧。对焦轮在头顶、每只眼上方。按屏幕提示操作。

Русский

Добро пожаловать в IrisVision Vista. Настройка на телефоне, около 15 мин; нужен зрячий помощник. Выньте телефон. Держите кнопку питания (жёлтая наклейка), пока не завибрирует, затем «Далее». Wi-Fi. На пульте питание — маленькая кнопка между «Назад» (X) и стиком. Верните телефон. Наденьте гарнитуру и отрегулируйте ремни: пряжки к ремню ослабляют, от гарнитуры затягивают. Колёса фокуса сверху над каждым глазом. Следуйте экрану.

Türkçe

IrisVision Vista'ya hoş geldiniz. Kurulum telefonda, yaklaşık 15 dk; gören yardım önerilir. Telefonu çıkarın. Sarı etiketli güç düğmesini titreyene kadar basılı tutun, sonra ileri. Wi-Fi. Kumanda: güç, Geri (X) ile çubuk arasındaki küçük düğme. Telefonu takın. Kulaklığı takıp kayışları ayarlayın: tokalar kayışa yaklaşıncı gevşer, kulaklıktan uzaklaşıncı sıkılır. Odak tekerleri her gözün üstünde. Ekranı izleyin.

Français

Bienvenue sur IrisVision Vista. Réglage sur le téléphone, environ 15 min ; aide d'une personne voyante conseillée. Retirez le téléphone. Maintenez le bouton d'alimentation (autocollant jaune) jusqu'à vibration, puis Suivant. Wi-Fi. Télécommande : petit bouton entre Retour (X) et le stick. Remettez le téléphone. Mettez le casque et ajustez les sangles : boucles vers la sangle desserrent, loin du casque serrent. Molettes de mise au point au-dessus de chaque œil. Suivez l'écran.

Italiano

Benvenuto su IrisVision Vista. Configurazione sul telefono, circa 15 min; serve una persona vedente. Togliere il telefono. Tenere il tasto di accensione (adesivo giallo) finché vibra, poi Avanti. Wi-Fi. Telecomando: tasto piccolo tra Indietro (X) e lo stick. Reinserire il telefono. Indossare il visore e regolare le cinghie: fibbie verso la cinghia allentano, lontano dal visore stringono. Ruote di messa a fuoco sopra ogni occhio. Seguire lo schermo.

हिन्दी

IrisVision Vista में स्वागत है। सेटअप फोन पर, लगभग 15 मिनट; सहायक रखें। फोन निकालें। पीले स्टिकर वाले पावर बटन को वाइब्रेट तक दबाएँ, फिर आगे। वाई-फाई। रिमोट: पावर, पीछे (X) और स्टिक के बीच छोटा बटन। फोन वापस लगाएँ। हेडसेट पहनकर पट्टियाँ समायोजित करें बकल पट्टे की ओर ढीला, हेडसेट से दूर कसता। फ़ोकस पहिए हर आँख के ऊपर। स्क्रीन देखें।

日本語

IrisVision Vistaへようこそ。初回設定はスマホで約15分。介助をおすすめします。スマホを取り出す。黄色いシールの電源を振動するまで長押しし、次へ。Wi-Fi。リモコン電源は戻る(X)とスティックの間の小さいボタン。スマホを戻す。装着し、ストラップを調整：バックルをストラップ側へて緩み、ヘッドセットから離すと締まる。フォーカスダイヤルは各目の上。画面に従う。

العربية

مرحباً بك في IrisVision Vista. الإعداد على الهاتف نحو 15 دقيقة: يُفضل مساعد مبصر. أخرج الهاتف. اضغط زر التشغيل (ملصق أصفر) حتى يهتز ثم التالي. واي فاي. جهاز التحكم: زر صغير بين رجوع (X) والعصا. أعد الهاتف. ارتدِ السماعة واضبط الأشرطة: الإبزيم نحو الشريط يرخي، بعيداً عن السماعة يشد. عجلات التركيز أعلى كل عين. اتبع الشاشة.

اردو

IrisVision Vista میں خوش آمدید۔ سیٹ اپ فون پر، تقریباً 15 منٹ؛ مددگار رہیں۔ فون نکالیں۔ پیلے اسٹیکر والے پاور بٹن کو آئبریت تک دبائیں، پھر اگلا۔ وائی فائی۔ ریموٹ: پاور، واپس (X) اور اسٹیک کے درمیان چھوٹا بٹن۔ فون واپس لگائیں۔ ہیڈ سیٹ پہنیں اور پٹیاں ایڈجسٹ کریں: بکل پٹئی کی طرف ڈھیلا، ہیڈ سیٹ سے دور کسے۔ فوکس پہیے ہر آنکھ کے اوپر۔ اسکرین دیکھیں۔